

INSTRAMED

RCP Maestro

Eficiência em salvar.

**O acessório para feedback da
ressuscitação cardiopulmonar**


que garante mais segurança e
efetividade em atendimentos
de emergência.



 **RCP**
Maestro

Acessório de
feedback de RCP

O RCP Maestro é um acessório que auxilia e orienta a aplicação da manobra de RCP, tornando o processo muito mais eficiente e confiável, aumentando consideravelmente as chances de reversão do quadro de parada cardiorrespiratória. O seu uso proporciona a prática muito mais efetiva e consistente do atendimento, resultando não só em maiores chances de sobrevivência do paciente, mas também reduzindo a ocorrência de sequelas graves pela falta de oxigenação.



Funcionamento

O RCP Maestro é posicionado sobre o peito do paciente e conectado ao desfibrilador ou cardioversor, fornecendo feedback em tempo real sobre a qualidade da RCP. Através de orientações por voz e indicadores visuais, ele auxilia o socorrista a manter a frequência e profundidade ideais das compressões torácicas. Seu display dedicado exibe essas informações diretamente no dispositivo e, quando utilizado com cardioversores, os dados também são ampliados na tela do equipamento, garantindo um suporte eficiente durante o atendimento.



O RCP Maestro é compatível com:

i.on

i.on
pro

CARDIOMAX

DUALMAX

*Compatível também com equipamentos da linha Isis.

Instramed Indústria Médico-Hospitalar Ltda.

Unidade RS
Beco José Paris, 339 - Pavilhão 18
CEP 91140-310 - Porto Alegre - RS - Brasil
Tel.: (51) 2313 3430

Unidade SC
Rua Albatroz, 237 - Pedra Branca
CEP 88137-290 - Palhoça - SC - Brasil
Tel.: (48) 4042 4427

Folder RCP Maestro R3.0 2025 - PT

WWW.INSTRAMED.COM.BR

INSTRAMED