

INSTRAMED

RCP Maestro

# Eficiencia para salvar vidas.


## El accesorio de feedback para RCP

que garantiza mayor seguridad y efectividad en la atención de emergencias.



Accesorio de feedback de RCP

**El RCP Maestro es un accesorio que asiste y guía la aplicación de maniobras de RCP, haciendo el proceso mucho más eficiente y confiable,** aumentando significativamente las posibilidades de revertir un paro cardíaco. Su uso permite un desempeño más efectivo y consistente de la RCP, lo que no solo se traduce en mayores tasas de supervivencia del paciente, sino también en la reducción de secuelas graves debido a la falta de oxigenación.



## Cómo funciona

El RCP Maestro se coloca en el pecho del paciente y se conecta al desfibrilador o cardioversor, proporcionando feedback en tiempo real sobre la calidad de la RCP. A través de indicaciones de voz y señales visuales, ayuda al rescatista a mantener la frecuencia y profundidad ideales de las compresiones torácicas. Su pantalla dedicada muestra esta información directamente en el dispositivo, y cuando se usa con cardioversores, los datos también se muestran en la pantalla del equipo, asegurando un soporte eficiente durante la atención.



**El RCP Maestro es compatible con:**

**i.on**

**i.on  
pro**

**CARDIOMAX**

**DUALMAX**

También compatible con la línea Eazy.

Instramed Indústria Médico-Hospitalar Ltda.

Unidad RS  
Avenida Severo Dullius, 1395 - Sala 403  
CEP 90200-310 - Porto Alegre - RS - Brasil  
Tel.: +55 51 2313 3430

Unidad SC  
Rua Albatroz, 237 - Pedra Branca  
CEP 88137-290 - Palhoça - SC - Brasil  
Tel.: +55 48 4042 4427

Folder RCP Maestro R3.1 2025 - ES

WWW.INSTRAMED.COM

INSTRAMED